

中山醫學大學 BSL-2實驗室 高壓滅菌器-使用紀錄表

CSMU-BS-4-008

- 1.液狀物容量不可超過容器三分之二以上，不可緊閉容器口。
- 2.生物材料之廢棄物，須使用塑膠袋雙層封裝或裝入滅菌密封不鏽鋼桶，進行高壓滅菌。
- 3.滅菌完畢，必須等待壓力降至零時，才可開閘門取出滅菌物。
- 4.感染性廢棄物之滅菌條件： 121°C ， $1.06\text{kg}/\text{cm}^2$ (15磅)，滅菌時間保持60分鐘以上。

[illegible]